

# Zing 1 e 2 MPS TT



O mundo à frente!

**AltimateMedical**  
creating products, changing lives

**Kapra**  
medical

# Zing 1 e 2 MPS TT


O Zing MPS TT (com mesa inclinada) e o Zing MPS são capazes de supino a prono em um movimento, até 30 graus de abdução independente em cada perna e têm uma bandeja basculante disponível. Adapta-se a indivíduos de até 112 cm e até 32 kg.



Supino



Prona



## Stander Multi-Posições

Os modelos MPS e o MPS TT permitem o posicionamento em decúbito dorsal, vertical e de braços sem virar os apoios dos pés ou almofadas, sem mover a bandeja ou sem retirar e colocar novamente o usuário. Transição suave de uma posição de transferência plana, supino 0-90 graus, vertical e 0-20 graus de braços – tudo em um movimento, graças à ação giratória exclusiva do Zing MPS e MPS TT.

## Abdução do quadril

Os pontos de articulação promovem o alinhamento adequado nos quadris, joelhos e pés.

Até 30 graus de abdução por perna – através de um único botão. Promove o desenvolvimento musculoesquelético das crianças durante os anos críticos de crescimento.

## Crescimento

Tamanho 1: Adapta-se a crianças desde a infância até 112 cm e até 32 Kgs. Tamanho 2: de 101,6 cm a 152,4 cm e até 70 Kgs. Aparelho cresce facilmente com a criança.

## Bandeja multiuso

Ajustável em ângulo e oscila para fora em qualquer direção. Pode permanecer conectada durante as transferências.

## Benefícios para a saúde

- Melhorar/manter a amplitude de movimentos (ADM);
- Diminuir as contraturas articulares/musculares;
- Gerenciamento da atrofia nos músculos do tronco e das pernas;
- Melhorar a força do tronco e extremidades inferiores;
- Diminuir os espasmos musculares;
- Promover o desenvolvimento dos músculos esqueléticos;
- Melhorar/manter a integridade óssea e desenvolvimento esquelético.

	Zing 1	Zing 2
Capacidade de peso	32 Kg	70 Kg
Altura máxima do usuário	112 cm	152 cm
Altura de transferência	81 cm	79 cm
Suporte pélvico ao suporte de pé	18-56 cm	86 cm